



ALBYNmedICAL
Smart Medical Group

SmartFlow

Uroflussimetro

**Wireless
con stampante**

COMPLETAMENTE AUTOMATICO

DISPLAY TOUCH-SCREEN

MEMORIA FLUSSI

WIRELESS



www.albynmedical.com

***Tecnologia d'avanguardia
applicata all'Urodinamica***



Privacy

SmartFlow è un uroflussimetro portatile e senza fili, di facile installazione, per pazienti di sesso maschile, femminile o in età pediatrica.

Tecnologia senza fili per garantire più privacy al paziente e migliorare la qualità degli studi.

Il sensore di flusso senza fili può essere posizionato fino a 30 m a seconda delle infrastrutture.

Igienico - sensore di flusso facile da pulire, bricco contenitore, imbuto e copertura di protezione del trasduttore sostituibili.

Nessuna parte mobile - sensore di flusso a peso altamente accurato, affidabile e robusto.


Funzioni

Registrazione in tempo reale e visualizzazione mediante display grafico touch-screen LCD.

Risultati secondo i parametri internazionali ICS.

Capacità di memoria - visualizzazione e ristampa degli ultimi flussi registrati.

Completamente automatico: sempre in attesa, auto azzerante, partenza automatica, stampa automatica, nessuna necessità di intervento dell'operatore.





Gestione da PC

Opzione PC link con software dedicato completo di data base dei Pazienti, analisi e refertazione incluso nomogrammi di:

Liverpool, Siroky e Pediatrico.

Software compatibile con i sistemi per Urodinamica Albyn Medical, (Phoenix Plus, SmartDyn & Hermes).

Connessione al PC USB.

Referti configurabili (MS Word).


Database pazienti (SQL Server).



Semplice e Preciso

SmartFlow è progettato per un uso semplice, l'inizio del flusso è rilevato automaticamente ed, al termine dello stesso, la stampa del tracciato e dei risultati si avvia autonomamente.

Sotto riportato esempio di stampa.





ALBYNmedical
Smart Medical Group

ALBYNMEDICAL

25 anni di esperienza nella progettazione e produzione di dispositivi per Urodinamica assicurano le più moderne ed innovative strumentazioni scientifiche presenti attualmente sul mercato.

Cod. Prodotto	Descrizione
00004440	Smartflow senza fili (wireless)
00004441	Smartflow cablato (fibra ottica)
00004408	Comoda di minzione con imbuto
00002404	Stativo minzionale per uomo con imbuto
00004410	Valigetta di trasporto per Smartflow
00004411	Carta termica per Smartflow (cf 5 pz)
00004412	Bricco contenitore da 2 litri
00004413	Coperture in plastica per trasduttore (cf 5 pz)
00004415	Peso di 500 gr. per calibrazione

Distributed by:



COMPUMED EUROPE SRL
Via di Grotte Portella 6/8
00044 - Frascati (RM)
Tel. 06 2005441 - Fax 06 45200048
email: info@compumedeuropa.com
www.compumedeuropa.com

www.albynmedical.com

CE
0120



Manufactured by **Albyn Medical SL.**

Polígono Industrial Cordovilla D-1, 31191, Navarra - España

Tel. +34 948 293334

Fax. + 34 948 293418

Mail: sales@albynmedical.com